


کیفیت، سلامت، ایمنی و کاربری آسان، اولویت آمیا در طراحی دستگاه‌های میکروپیگمنتیشن است. به همین منظور دستگاه‌های amiea با کمترین میزان لرزش طراحی شده‌اند تا منافذی بسیار ظریف و منظم را در عمق مورد نظر در پوست ایجاد کنند. تمامی محصولات amiea بر اساس استانداردهای ISO 13485 و ISO 9001:2000 و CE پزشکی تولید شده‌اند و تنها محصولاتی در بازار هستند که از بازگشت خون و لنف در فرآیند میکروپیگمنتیشن جلوگیری کرده و مانع انتقال بیماری‌ها می‌شوند. هندپیس‌های سبک و ارگونومیک این دستگاه نیز بهترین انتخاب برای حرفه‌ای‌ها است تا بتوانند ساعت‌ها بدون آسیب و خستگی، فعالیت نمایند.



SYMPHONY



LINELLE II



REVIVE MN



REVIVE

موارد کاربرد دستگاه Linelle II و Symphony

- میکروپیگمنتیشن زیبایی: ابرو، چشم، لب و اسکالپ
- پاک کردن تتو

موارد کاربرد دستگاه Revive MN و Revive

- میکروپیگمنتیشن زیبایی: ابرو، چشم، لب و اسکالپ
- پاک کردن تتو
- مزوویتال: جوانسازی، پاکسازی و آبرسانی سطحی پوست

SYMPHONY	LINELLE II	REVIVE MN	REVIVE	ویژگی خاص
هندپیس بسیار سبک با کاربری آسان	هندپیس بسیار سبک با کاربری آسان	هندپیس بدون صدا و با لرزش بسیار کم طراحی مدرن و لوکس	هندپیس بدون صدا و با لرزش بسیار کم طراحی مدرن و لوکس	
مبتدی و نیمه حرفه‌ای	مبتدی و نیمه حرفه‌ای	حرفه‌ای	حرفه‌ای	سطح کاربر
۱۳	۱۳	۲۲	۲۲	تعداد کارتریج‌ها
۱۲۰	۱۴۰-۵۰	۱۵۰-۵۰	۱۵۰-۵۰	تعداد ضربه در ثانیه
۳۰۰ گرم	۸۰۰ گرم	۱۱۰۰ گرم	۹۰۰ گرم	وزن دستگاه
۵۰ گرم	۵۰ گرم	۸۰ گرم	۸۰ گرم	وزن هندپیس
ندارد	۱۰ × ۴/۵ × ۱۴	۲۳ × ۴/۵ × ۱۸/۵	۲۶/۱ × ۸/۹ × ۲۱/۹	ابعاد کنترل یونیت
دارد	دارد	دارد	دارد	پدال پایی
دارد	دارد	دارد	دارد	امکان تنظیم عمق نفوذ سوزن
دارد	دارد	دارد	دارد	ایمنی
++	++	+++	++++	دقت سوزن
۲ سال	۲ سال	۲ سال	۲ سال	گارانتی
۱۰ سال	۱۰ سال	۱۰ سال	۱۰ سال	خدمات پس از فروش
کم	کم	بسیار کم	بسیار کم	صدا و لرزش
-	-	-	✓	*مجهز به میکروپروسسور
-	✓	✓	✓	کنترل لمسی یونیت

* میکروپروسسور در صورت افزایش مقاومت بافت پوست، با ثابت نگه داشتن سرعت سبب انجام کار در عمق کاملاً یکسان می‌شود.